



Крыльчатка правая



4 отобранных разбернуть  
под проволочные бочки  
содержащие с дет. № 89244





1. Допустимое отклонение по весу противоблокажного распорного лопаток с накладками не более 25г.
2. Допустимое отклонение профиля лопаток от проверочного шаблона 3мм.
3. Допустимая неперпендикулярность лопаток к диску не более 1мм на каждые 100 мм высоты лопаток.
4. Допустимое отклонение в шире, измеренное по хорде на наружном диаметре не более 5мм.
5. Отверстия  $\phi 27$  не размечать и сверлить по черт. № 89244.
6. Крыльчатку балансировать после сборки с валом.
- Остаточная неуравновешенность, отнесенная к наружному диаметру не более 100гр.
7. Буквения проверять после сборки с валом.

Металл		направляемый		Тест		18	
5	86493	Накладка	64	Тест Д-3, 200-50	11	70,4	
4	86492	Диск	1	Тест Д-3, 200-50	580	580	
3	86491 ✓	Полотка	64	Тест Д-3, 200-50	12,5	800	32 нр 28 3,2 нр 6
2	86490 ✓	Кольца	2	Тест Д-3, 200-50	26	52	
1	86489 ✓	Конус	2	Тест Д-3, 200-50	139	278	
Изм.	Обознач.	Наименование	Кол.	Материал	шт.	Общ.	Прим.
		Крыльчатка					
		Д-21,5×24					
					Материал	Вес	
					1798	1:10	

Копирован: Полежавев.

qorram: 22:



Крыльчатка левая  
M1:20